


Fosfo-Rpb1 Ctd-T40 Mab De Coelho Para Wb, Elisa - P24928

Número do item: CM0001865



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-Rpb1 CTD-T4 validado para aplicações de WB e ELISA; reage cruzadamente com POLR2A humano, de camundongo e de rato (217kDa). Ideal para pesquisa de transcrição e estudos de modificação de CTD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Rpb1 CTD-T4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220
Espécie	Humano
ID do Gene	5430
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T4 de POLR2A humana.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24928
Peso da Proteína	217kDa
Envio	Saco de gelo