


Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Rps6Ka5-T581 - 075582

Número do item: CM0001492



introdução

O anticorpo policlonal de coelho Fosfo-RPS6KA5-T581 detecta especificamente o sítio T581 fosforilado da proteína humana RPS6KA5 (MSK1). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Ideal para estudar vias de sinalização ativadas por estresse e mitógenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-RPS6KA5-T581
Observações/Apelido	MSK1; RLPK; MSPK1; Fosfo-RPS6KA5-T581
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9252
ID do Gene	9252
Imunógeno	Peptídeo sintético, Um peptídeo fosforilado sintético em torno do T581 da proteína humana RPS6KA5 (NP_004746.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	075582
Peso Molecular da Proteína	90kDa
Envio	Em saco de gelo