

## Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-S6 Ribosomal Protein (Rps6)-S235 Para Wb, Elisa - P62753

Número do item: CM0001308



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a RPS6 fosforilada em Ser235. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de crescimento e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235 pAb de coelho                              |
| Observações/Alias   | S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235                                   |
| Espécie             | Humano                                                                              |
| ID do Gene (Humano) | 6194                                                                                |
| Imunógeno           | Peptídeo fosfo-específico correspondente a resíduos ao redor de S235 da RPS6 humana |
| Origem              | Coelho                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                             |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                            |
| SWISS               | P62753                                                                              |
| Peso da Proteína    | 29kDa                                                                               |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                       |