


Proteína Ribossomal Fosfo-S6 (Rps6)-S235/236 Mab De Coelho - P62753

Número do item: CM0000831



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Fosfo-RPS6 (S235/236) validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta proteína ribossomal S6 fosforilada de 29 kDa em humano, camundongo, rato. Ideal para estudar crescimento celular, proliferação e controle traducional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteína Ribossomal Fosfo-S6 (RPS6)-S235/236 mAb de Coelho
Observações/Apelido	S6; eS6; Proteína Ribossomal Fosfo-S6 (RPS6)-S235/236
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6194
ID do Gene	6194
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S235 & S236 da Proteína Ribossomal S6 humana (RPS6) (NP_001001.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62753
Peso da Proteína	29 kDa
Envio	Saco com gelo