


Proteína Ribossomal Fosfo-S6 (Rps6)-S240/244 Mab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62753

Número do item: CM0000522



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo contra RPS6 (Ser240/244), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com RPS6 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de sinalização mTOR e biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteína Ribossomal Fosfo-S6 (RPS6)-S240/244 mAb de Coelho
Observações/Apelido	S6; eS6; Proteína Ribossomal Fosfo-S6 (RPS6)-S240/244
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6194
GeneID	6194
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado ao redor de S240 & S244 da Proteína Ribossomal Fosfo-S6 (RPS6) humana (NP_001001.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62753
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo