

Pab De Coelho Contra Substrato Fosforilado (Ser/Thr) De Atm/Atr

Número do item: CM0000639

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a Ser/Thr fosforilado em substratos de ATM/ATR. Validado para Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para o estudo de sinalização de dano ao DNA e pontos de verificação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra substrato fosforilado (Ser/Thr) de ATM/ATR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	pan p-S/T
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo S e T fosforilados.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Envio	Bolsa de gelo