

Phospho-Sf3B1-T313 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - 075533

Número do item: CM0000800



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-SF3B1 (T313) validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com SF3B1 humano, de camundongo e de rato (~146 kDa). Ideal para pesquisas sobre spliceossomo e splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-SF3B1-T313 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; Phospho-SF3B1-T313
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23451
GeneID	23451
Imunógeno	Peptídeo Sintético – Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T313 do SF3B1 humano (NP_036565.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075533
Peso da Proteína	146kDa
Envio	Saco com gelo