


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Shc1-Y427 - P29353

Número do item: CM0001636



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-Phospho-SHC1-Y427 para WB e ELISA, reage com SHC1 humano e de camundongo. Detecção específica da fosforilação em Y427 para estudo da sinalização de SHC1, angiogênese e resposta ao estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Phospho-SHC1-Y427
Observações/Apelido	SHC; SHCA; Phospho-SHC1-Y427
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6464
GeneID	6464
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno da Y427 do SHC1 humano (NP_892113.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P29353
Peso Proteico	63kDa
Transporte	Em saco de gelo