

## Pab De Coelho Para Phospho-Ship1-Y1020 Para Wb, Elisa - Q92835

Número do item: CM0001928



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-SHIP1-Y1020 detecta SHIP1 humano fosforilado na Tirosina 1020 para Western blot e ELISA. Ideal para estudar a regulação negativa das vias de PI3K em células imunes e hematopoéticas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Phospho-SHIP1-Y1020 Rabbit pAb                                                                            |
| Observações/Alíase  | SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship; Phospho-SHIP1-Y1020                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                    |
| ID do Gene (Humano) | 3635                                                                                                      |
| ID do Gene          | 3635                                                                                                      |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y1020 do SHIP1 humano (NP_001017915.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                    |
| SWISS               | Q92835                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 133kDa                                                                                                    |
| Transporte          | Saco de gelo                                                                                              |