


Phospho-Shp2-Y542 Rabbit Pab - Q06124

Número do item: CM0001522



introdução

Phospho-SHP2-Y542 Rabbit pAb detecta SHP2 fosforilado na tirosina 542 em amostras de humano, camundongo e rato. Validado para Western blot (WB) e ELISA. Essencial para sinalização MAPK e pesquisa sobre câncer. - Q06124

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Phospho-SHP2-Y542 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3; Phospho-SHP2-Y542
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5781
ID do Gene	5781
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06124
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de gelo