

Anticorpo Monoclonal De Coelho Fosfo-Sirt1-S47 Para Western Blot E Elisa - Q96Eb6

Número do item: CM0001125



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-SIRT1 (Ser47) validado para WB e ELISA. Detecta SIRT1 humano em ~82 kDa. Ideal para estudar desacetilação dependente de NAD, metabolismo, apoptose e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-SIRT1-S47
Observações/Apelido	SIR2; SIR2L1; SIR2alfa; Fosfo-SIRT1-S47
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23411
ID do Gene	23411
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S47 do SIRT1 humano (Q96EB6)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96EB6
Peso Proteico	82kDa
Remessa	Saco de Gelo