


Pab De Coelho Phospho-Smad1-S206 Para Wb, Elisa - Q15797

Número do item: CM0001085



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-Smad1 (Ser206) validado para WB e ELISA. Detecta Smad1 humano, de camundongo e de rato fosforilado na serina 206. Adequado para pesquisa da via de sinalização BMP e estudos de fosforilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho Phospho-Smad1-S206
Observações/Apelido	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; Phospho-Smad1-S206
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4086
ID do Gene	4086
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S206 do Smad1 humano (NP_005891.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15797
Peso da Proteína	52kDa
Transporte	Bolsa de gelo