


Anticorpo Policlonar De Coelho Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q15796 / P84022

Número do item: CM0001236



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra Smad2 duplamente fosforilado (S465/467) e Smad3 (S423/425). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização de TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 Rabbit pAb
Observações/Alíase	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4087/4088
ID do Gene	4087/4088
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S465 e S467 do Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425SMAD2 humano (NP_005892.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15796/P84022
Peso Proteico	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
Transporte	Saco de gelo