


Pab De Coelho Phospho-Smad2-S465/S467 Para Wb, Elisa - Q15796

Número do item: CM0000494



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-Smad2-S465/S467 para WB e ELISA. Alvo do Smad2 ativado por TGF-beta em amostras humanas e de camundongo (~52 kDa). Ideal para pesquisa de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho Phospho-Smad2-S465/S467
Observações/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S465/S467
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4087
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S465 e S467 do Smad2 humano (NP_005892.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15796
Peso da Proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo