


Fosfo-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425 Anticorpo Mab De Coelho Para Wb, Elisa - Q15796/P84022

Número do item: CM0001508



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-Smad2 (S465/S467) e Smad3 (S423/S425) detecta especificamente SMAD2/3 ativado em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização TGF-beta. Validado em WB e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425 Anticorpo mAb de Coelho
Observações/Apelido	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; Fosfo-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4087/4088
ID do Gene	4087/4088
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S465 & S467 do SMAD2 humano (NP_005892.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15796/P84022
Peso da Proteína	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
Envio	Saco de gelo