


Pab De Coelho Phospho-Smad2-T220 - Q15796

Número do item: CM0000743



introdução

O pAb de coelho Phospho-Smad2-T220 é um anticorpo policlonal de coelho que detecta níveis endógenos de SMAD2 apenas quando fosforilado na treonina 220. Validado para WB, IHC-P e ELISA, reage com amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho Phospho-Smad2-T220
Observações/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-T220
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4087
GeneID	4087
Imunógeno	Pepídeo sintético Pepídeo sintético fosforilado ao redor da T220 do Smad2 humano (NP_005892.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15796
Peso da Proteína	52kDa
Transporte	Bolsa de gelo