


Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Smad5 (S463/S465) Para Wb, Elisa - Q99717

Número do item: CM0001901



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfoespecífico direcionado a Smad5 fosforilado em S463/S465. Validado para amostras humanas em Western blot e ELISA. Essencial para pesquisa de sinalização por BMP, biologia do desenvolvimento e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Smad5-S463/S465 mAb de coelho
Observações/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S463/S465
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4090
ID do Gene	4090
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S463 e S465 do Smad5 humano (Q99717).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99717
Peso Proteico	52kDa
Envio	Bolsa de gelo