


Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Smad5-S465 Para Wb, Elisa - Q99717

Número do item: CM0001345



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Phospho-Smad5-S465 validado para WB e ELISA. Detecta Smad5 endógeno fosforilado em Ser465 em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização BMP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Smad5-S465 mAb de Coelho
Observações/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S465
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4090
GeneID	4090
Imunógeno	Pepídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S465 do Smad5 humano.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99717
Peso da Proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo