

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Phospho-Smc1-S957 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14683

Número do item: CM0001677



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosforilação SMC1 pS957 para WB, IHC-P, ELISA. Reage com SMC1A humano, de rato e camundongo. Ideal para estudar a coesão cromossômica e vias de reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Phospho-SMC1-S957
Observações/Apelido	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alfa; Phospho-SMC1-S957
Espécie	Humano
GeneID	8243
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S957 da SMC1 humana (Q14683)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14683
Peso Proteico	143kDa
Envio	Em saco de gelo