


Pab De Coelho Contra Phospho-Smo-S616 - Q99835

Número do item: CM0000448



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Smoothed (SMO) fosforilado em Ser616. Validado para WB, DB e ELISA em amostras humanas, ideal para pesquisa de sinalização hedgehog e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra Phospho-SMO-S616
Observações/Apelidos	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S616
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6608
GeneID	6608
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99835
Peso Proteico	86kDa
Envio	Bolsa de gelo