

Anticorpo Policloal De Coelho Phospho-Sp1 (T739) Para Western Blotting - P08047

Número do item: CM0000921



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Sp1 fosforilado (Thr739). Validado para Western blot em humano, camundongo e rato. Sp1 é um fator de transcrição chave que regula o crescimento celular, apoptose e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-SP1-T739 Rabbit pAb
Observações/Alias	SP1; Phospho-SP1-T739
Espécie	Humano
ID do Gene	6667
Imunógeno	Um peptídeo fosfoespecífico correspondente a resíduos ao redor de T739 do SP1 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08047
Peso Proteico	81kDa
Envio	Saco de gelo