


Phospho-Src Family-Y416 Rabbit Pab Para Wb E Elisa - P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948

Número do item: CM0000909



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Tyr416 fosforilado das quinases da família SRC (SRC, FYN, YES1, LYN, HCK, LCK). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização celular em câncer e imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-SRC Family-Y416 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; SRC; Phospho-SRC Family-Y416
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6714/2534/3932/7525/3055/4067
GeneID	6714/2534/3932/7525/3055/4067
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y416 da família SRC humana (NP_005408.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo