

Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Src-Y419 Para Wb E Elisa - P12931

Número do item: CM0000997



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo, direcionado ao Src Tyr419. Validado para Western blot e ELISA contra amostras humanas e de camundongo. Ideal para investigar a ativação da quinase Src e a transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Phospho-Src-Y419 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ASV, SRC1, THC6, c-SRC, p60-Src, Phospho-Src-Y419
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6714
ID do Gene	6714
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y419 do SRC humano (P12931)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P12931
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco com gelo