


Pab De Coelho Phospho-Src-Y529 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12931

Número do item: CM0001685



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a Src em Tyr529, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a regulação e a sinalização da quinase Src.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Src-Y529 Rabbit pAb
Observações/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-Y529
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6714
GeneID	6714
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12931
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo