

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Phospho-Stat1-Y701 Para Wb E Elisa - P42224

Número do item: CM0000625



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Phospho-STAT1-Y701 para detecção de STAT1 ativado em western blot e ELISA. Reconhece STAT1 humano, de rato e de camundongo fosforilado em Tyr701. Ferramenta essencial para estudar sinalização por interferon, vias JAK-STAT e respostas antivirais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Phospho-STAT1-Y701
Observações/Apelido	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-Y701
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6772
ID do Gene	6772
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y701 do STAT1 humano (P42224).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42224
Peso Proteico	87 kDa
Transporte	Saco de gelo