

Anticorpo Policlonado De Coelho Phospho-Stat2-Y690 Para Wb E Elisa - P52630

Número do item: CM0001481



introdução

Anticorpo policlonado de coelho que reconhece STAT2 fosforilado em Tyr690. Adequado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização por interferon, respostas antivirais e dinâmica mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-STAT2-Y690 Rabbit pAb
Observações/Alias	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; Phospho-STAT2-Y690
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6773
ID do Gene	6773
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y690 do STAT2 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52630
Peso Proteico	98kDa
Envio	Bolsa de gelo