

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Stat3-S727 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P40763

Número do item: CM0000534



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico que reconhece STAT3 fosforilada em Ser727. Validado para Western blot, IP, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a sinalização e regulação transcricional da STAT3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-Phospho-STAT3-S727
Observações/Apelido	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-S727
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6774
ID do Gene	6774
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S727 da Phospho-STAT3-S727 humana (NP_644805.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40763
Peso Proteico	88 kDa
Transporte	Saco de gelo