

Fosfo-Stat3-Y705 Rabbit Mab Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P40763

Número do item: CM0000686



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-STAT3-Y705 de alta especificidade para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Validado em humano, camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização STAT3 e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-STAT3-Y705 Rabbit mAb
Observações/Apelido	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Fosfo-STAT3-Y705
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6774
GeneID	6774
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y705 do STAT3 humano (NP_644805.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40763
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de gelo