

Fosfo-Stat3-Y705 Mab De Coelho - P40763

Número do item: CM0000979



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra fosfo-STAT3 (Tyr705) validado para WB, IP, ELISA. Específico para STAT3 humano, detecta a fosforilação no local de ativação Y705. Adequado para pesquisa de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-STAT3-Y705 mAb de Coelho
Observações/Apelido	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Fosfo-STAT3-Y705
Espécie	Humano
ID do Gene	6774
Imunogénio	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético fosforilado em redor de Y705 do STAT3 humano (NP_644805.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40763
Peso Proteico	88 kDa
Envio	Saco de gelo