

Fosfo-Stat3-Y705 Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40763

Número do item: CM0001549



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo, direcionado ao STAT3 fosforilado em Y705, validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a sinalização JAK/STAT e vias de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-STAT3-Y705 pAb de Coelho
Observações/Apelido	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Fosfo-STAT3-Y705
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6774
GeneID	6774
Imunogénio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40763
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de gelo