


Fosfo-Stat5A-Y694 Mab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42229

Número do item: CM0001136



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra STAT5A fosforilado em Tyr694. Validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para estudar a sinalização STAT5A em respostas a citocinas e lactação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-STAT5A-Y694 mAb de Coelho
MGF; STAT5; Fosfo-STAT5A-Y694	
Espécie	Humano
GeneID	6776
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y694 de Stat5 humano (P42229).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42229
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Saco de gelo