


Pab De Coelho Para Phospho-Stat5A-Y694 Para Wb, Elisa - P42229

Número do item: CM0001004



introdução

Anticorpo policlonal de coelho para Phospho-STAT5A-Y694 para WB, ELISA. Validado para humanos. Alvo na STAT5A fosforilada em Y694, envolvida na sinalização de citocinas e transcrição. Ideal para pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-STAT5A-Y694 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-Y694
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6776
GeneID	6776
Imunógeno	Peptídeo sintético / Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y694 da STAT5A humana (NP_001275647.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42229
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Saco de gelo