

Pab De Coelho Phospho-Stat6-Y641 - P42226

Número do item: CM0001747



introdução

O pAb de coelho Phospho-STAT6-Y641 reconhece especificamente STAT6 fosforilado em Y641. Adequado para Western blot, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. É uma ferramenta essencial para investigar as vias de sinalização IL-4/STAT6 e a regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho Phospho-STAT6-Y641
Observações/Apelidos	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; Phospho-STAT6-Y641
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6778
GeneID	6778
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y641 do STAT6 humano (NP_003144.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42226
Peso da Proteína	94kDa
Envio	Saco de gelo