

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Stathmina 1-S38 - P16949

Número do item: CM0001020

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à Stathmina 1 pS38. Validado para WB e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de dinâmica de microtúbulos e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Fosfo-Stathmina 1-S38                                                     |
| Observações/Apelido        | Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Fosfo-Stathmina 1-S38                                      |
| Espécie                    | Humano                                                                                                        |
| ID do Gene (Humano)        | 3925                                                                                                          |
| ID do Gene                 | 3925                                                                                                          |
| Imunógeno                  | Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S38 da Stathmina 1 humana (NP_001138926.1). |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                        |
| Categoria                  | Anticorpos Fosforilados                                                                                       |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                                      |
| SWISS                      | P16949                                                                                                        |
| Peso Molecular da Proteína | 17kDa                                                                                                         |
| Envio                      | Em saco de gelo                                                                                               |