

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Phospho-Sting/Tmem173-S365 Para Wb, Elisa - Q3Tbt3

Número do item: CM0001556



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Phospho-STING/TMEM173-S365 para Western blot e ELISA. Detecta especificamente a STING de camundongo fosforilada na serina 365, um marcador crítico de ativação na via imune inata cGAS-STING.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Phospho-STING/TMEM173-S365
Observações/Apelido	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307008Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	340061
GeneID	72512
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético em torno da S365 da STING de camundongo (NP_082537.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q3TBT3
Peso Proteico	43kDa
Envio	Em saco de gelo