

Phospho-Sting/Tmem173-S365 Pab De Coelho - Q3Tbt3

Número do item: CM0001312



introdução

Phospho-STING/TMEM173-S365 pAb de coelho detecta STING murino fosforilado em S365 com reatividade cruzada para o humano. Adequado para WB e ELISA, este anticorpo auxilia na pesquisa de imunidade inata e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-STING/TMEM173-S365 pAb de coelho
Observações/Alias	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307O08Rik; Phospho-STING-S365
Espécie	Murino
GeneID (Humano)	340061
GeneID	72512
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S365 do STING murino (NP_082537.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Murino
SWISS	Q3TBT3
Peso Proteico	43kDa
Envio	Bolsa de gelo