

Pab De Coelho Phospho-Sting/Tmem173-S366 Para Wb E Elisa - Q86Wv6

Número do item: CM0001798



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-STING/TMEM173-S366 para Western blotting e ELISA, direcionado ao STING/TMEM173 humano fosforilado em Ser366, um adaptador fundamental na sinalização imune inata e na indução de interferão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-STING/TMEM173-S366 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Phospho-STING/TMEM173-S366
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	340061
ID do Gene	340061
Imunógeno	Pepídeo Sintético - Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S366 do STING/TMEM173 humano (NP_938023.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86WV6
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo