


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Stk11-S334 Para Wb, Elisa - Q15831

Número do item: CM0001431



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho Phospho-STK11-S334 detecta STK11 humano fosforilado em Ser334, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Adequado para WB e ELISA; ideal para estudos de supressão tumoral, metabolismo celular e dano ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-STK11-S334 Rabbit pAb
Observações/Alias	PJS; LKB1; hLKB1; Phospho-STK11-S334
Espécie	Humano
GeneID	6794
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S334 de STK11 humano (NP_000446.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15831
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo