


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Stk11 (S428) Para Wb, Elisa - Q15831

Número do item: CM0001528



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a fosfo-STK11 (S428) para WB e ELISA. Reage com STK11 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de sinalização LKB1 em câncer, metabolismo e polaridade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-STK11-S428 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PJS; LKB1; hLKB1; Fosfo-STK11-S428
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6794
ID do Gene	6794
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno do S428 do STK11 humano (NP_000446.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15831
Peso Proteico	49kDa
Envio	