

Anticorpo De Coelho Pab Fosfo-Syk-Y323 Para Wb, If/Icc - P43405

Número do item: CM0001184



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-Syk-Y323 detecta a Syk humana fosforilada na tirosina 323. Adequado para Western blot (WB) e imunofluorescência (IF/ICC), tem como alvo a tirosina quinase do baço envolvida na sinalização imune e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo de Coelho pAb Fosfo-Syk-Y323
Observações/Apêndice	IMD82; p72-Syk; Fosfo-Syk-Y323
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6850
GeneID	6850
Imunogênio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43405
Peso Proteico	72kDa
Envio	Saco de gelo