


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Tak1 (S412) - O43318

Número do item: CM0001701



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-TAK1 (S412) validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Tem como alvo uma MAP3K chave envolvida nas vias de sinalização TGF- β , IL-1 e TLR, essencial para a ativação de NF- κ B e JNK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-TAK1-S412 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a; Phospho-TAK1-S412
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6885
GeneID	6885
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43318
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Bolsa de gelo