

Anticorpo Monoclonal De Coelho Fosfo-Tau (S214) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10636

Número do item: CM0000904



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-Tau (S214) para detecção de Tau fosforilada em amostras humanas e de camundongo por WB, IHC-P, ELISA. Ideal para pesquisa de doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-Tau (S214)
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau (S214)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4137
Imunogênio	Peptídeo sintético: um peptídeo fosfo sintético correspondente aos resíduos ao redor da S214 da Tau Humana.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Envio	Em saco de gelo