

Pab De Coelho Anti-Fosfo-Tau-S262 - P10636

Número do item: CM0000530



introdução

O pAb de coelho anti-fosfo-Tau-S262 detecta a proteína Tau fosforilada na Ser262. Reage de forma cruzada com humanos, camundongos e ratos. Validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Utilizado em estudos de neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Fosfo-Tau-S262
Observações/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-S262
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4137
GeneID	4137
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S262 da Tau (NP_058518.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10636
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Bolsa de gelo