


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Tau-S404 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10636

Número do item: CM0000554



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Tau fosforilada (Ser404) validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Camundongo e Rato. Adequado para pesquisa em neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Tau-S404 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S404
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S404 da Tau humana (NP_005901.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10636
Peso Proteico	79 kDa
Transporte	Saco de gelo