

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Tau (Ser198/Ser199/Ser202) Para Wb E Elisa - P10636

Número do item: CM0001557



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Tau humana fosforilada em Ser198/Ser199/Ser202. Validado para Western blot e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de tauopatias e pesquisa em neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202 Rabbit pAb
Observações/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4137
ID do Gene	4137
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10636
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Bolsa de gelo