

## Phospho-Tau-Ser404 Rabbit Pab - P10636

Número do item: CM0001907



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-Tau-Ser404 validado para WB, IF-P, ELISA. Detecta tau humano, de rato e de camundongo fosforilado em Ser404. Adequado para pesquisas sobre doença de Alzheimer e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Phospho-Tau-Ser404 Rabbit pAb                                                                        |
| Observações/Apelido | TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser404 |
| Espécie             | Humano                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 4137                                                                                                 |
| GeneID              | 4137                                                                                                 |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado ao redor de S404 da Tau humana (NP_005901.2).  |
| Fonte               | Coelho                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                              |
| Aplicação           | WB, IF-P, ELISA                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                             |
| SWISS               | P10636                                                                                               |
| Peso Proteico       | 79kDa                                                                                                |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                         |