

Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Tau-T181 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P10636

Número do item: CM0001151



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a Tau fosforilada em T181 (SWISS P10636). Validado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em Alzheimer e neuropatologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Tau-T181 Rabbit mAb
Observações/Alias	TAU; MSTD; PPNB; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4137
GeneID	4137
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T181 da Tau humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Transporte	Saco de gelo