

Pab De Coelho Para Phospho-Tau-T181 Para Wb E Elisa - P10636-5

Número do item: CM0000484

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-Tau-T181 validado para Western blot e ELISA. Detecta Tau fosforilado humano e de camundongo em T181, adequado para pesquisa sobre doença de Alzheimer e tauopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Phospho-Tau-T181
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P10636-5
Peso da Proteína	32-45kDa/78-80kDa
Envio	Saco de gelo