

Anticorpo Policlonal De Coelho Para Phospho-Tau-T181 (Wb, If, Elisa) - P10636

Número do item: CM0001056



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta especificidade contra Tau fosforilado em Thr181. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Essencial para pesquisa em Alzheimer e tauopatias no desenvolvimento de DII.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Tau-T181 Rabbit pAb
Observações/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Imunógeno	Peptídeo sintético: Peptídeo fosforilado sintético em torno de T498 da Tau humana (NP_058519.3?)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10636
Peso da Proteína	79kDa
Transporte	Saco de gelo