

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Tau-T217 Para Wb, Elisa - P10636-8

Número do item: CM0000670

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra fosfo-Tau (Thr217) validado para Western blot e ELISA. Detecta especificamente tau humana, auxiliando na pesquisa da doença de Alzheimer e tauopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-Tau-T217
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T217
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T217 da Tau humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10636-8
Peso Proteico	33-46kDa/79-81kDa
Envio	Saco de gelo